




エアロチャンバーチェックシート

確認日 年 月 日

- 1 ボンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振ってください。
吸入薬のキャップをはずし、マウスピースと反対側の挿入口に取り付けます
- 2 息を十分に吐き出します。
息を止めたまま、マウスピースを口にくわえます。
- 3 ボンベの底を押して、薬を吸入補助具の中に噴霧します。
- 4 息をゆっくり吸い込みます。
ホイッスルが鳴った場合は、少し弱めに吸ってください
- 5 口からマウスピース(吸入口)を離し、そのまま5~10秒程度息を止めます。
- 6 その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。
- 7 吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すためにガラガラ・くちゅくちゅうがいを3回ずつしてください。



↑ 実践できている項目にチェックをしてください。

担当薬剤師意見欄

薬局 薬剤師氏名 _____