


ブリーズヘラーチェックシート

確認日 年 月 日

シーブリ、オンブレス、ウルティプロ

- 1 吸入器(ブリーズヘラー®)のキャップを外し、マウスピース(吸入口)を開け、アルミシートから取り出した1カプセルをカプセル充填部(穴)に入れて、「カチッ」と音がするまでしっかりとマウスピース(吸入口)を閉じます。
- 2 吸入器(ブリーズヘラー®)を上に向けて持ち、両側の色のついたボタンを「カチッ」と音がするまで同時に押し、ボタンを離します
- 3 無理をしない程度に息をはき出してください。吸入口に息を吹きかけないでください。
- 4 吸入口を口にくわえ、速く、できる限り深く息を吸い込みます。「カラカラ」というカプセルの回転音が聞こえ、口の中でかすかに甘味を感じます。
- 5 口からマウスピース(吸入口)を離し、そのまま5~10秒程度息を止めます。
- 6 その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。
- 7 マウスピース(吸入口)を開けてカプセル内に薬(粉末)が残っていないことを確認します(残っている場合は、再び4へもどり吸入します)。



↑ 実践できている項目にチェックをしてください。

副作用発現状況

なし・嘔声・動悸・振戦・口内痛・その他()

担当薬剤師意見欄

_____薬局 薬剤師氏名_____